

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02501**  
Bezeichnung: **HAPPY KIDS**  
**Mundschutz**  
**3-lagig, mit Elastikband**



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> Lila [L]
	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Pink [P]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/ Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> Blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> Weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß mit Bärchenaufdruck	
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Typ II	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ohrschlaufen	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung $\geq$ 98%						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			CE
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	

geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					
--------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02501**  
Bezeichnung: **HAPPY KIDS**  
**Mundschutz**  
**3-lagig, mit Elastikband**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung	4044941031767	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	90 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	150 g	185 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	175 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	150 kg	175 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung	4044941031774	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	520 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	200 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	1.850 g	2.350 g

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02501**  
Bezeichnung: **HAPPY KIDS**  
**Mundschutz**  
**3-lagig, mit Elastikband**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSMITTELMERKMALE

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Mundschutz in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
<b>Entsorgung</b>	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ANZIEHEN:</b> Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. <b>AUSZIEHEN:</b> Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.