

Ficha Técnica

Artículo No.: **09283**

Descripción:

**Frasco de orina
para hombres**



DIMENSIONES		
longitud	anchura	Ø tapa
310 mm	85 mm	58 mm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material de la botella	☐ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☒ Policarbonato (PC)	☐ Policloruro de vinilo (PVC)			
material de la tapa	☒ Polipropileno (PP)	☐ Polietileno (PE)	☐ Policarbonato (PC)				
color de la botella	☐ lechoso	☒ transparente					
color de la tapa	☐ azul	☒ blanco					
características	☒ desinfectable	☒ autoclavable hasta 130°C	☐ autoclavable hasta 90°C	☒ cuadrado	☐ autoclavable hasta 60°C		

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	☐ categoría I	☐ categoría II	☐ categoría III	☒ no PPE-article			
Reglamento médico (EU) 2017/745	☐ clase I	☐ clase II	☐ clase III	☐ estéril	☐ con función de edición	☒ no es dispositivo médico	

DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
información general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	1	
EAN subembalaje	-	
medidas y tamaños		
largo	450 mm	
ancho	180 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	140 g	145 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	4	
posiciones por palet	5	
altura del palet	225 cm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	83 kg	108 kg

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
información general		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterieur	25	
EAN embalaje exterieur	4044941042206	
medidas y tamaños		
largo	500 mm	
ancho	320 mm	
alto	420 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
uni	3.625 g	4.125 g

Ficha Técnica

Artículo No.: **09283**

Descripción:

**Frasco de orina
para hombres**



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento	Almacenar los artículos en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, proteger de la luz solar directa.
Utilización e inspección	Compruebe el producto antes de utilizarlo por primera vez y periódicamente para ver si presenta grietas u otros daños, y sustitúyalo si es necesario. Cierre bien la tapa después del uso para minimizar los olores. No deseche el contenido de la botella en el medio ambiente. En caso necesario, transportar el frasco en un recipiente hermético. Utilice guantes para manipular la botella y su contenido.
Eliminación	Las botellas usadas deben eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
Advertencias	La botella de orina está destinada exclusivamente a contener orina. Cualquier otro uso puede provocar problemas higiénicos o mecánicos. Las botellas de orina no están diseñadas para ser utilizadas con otros líquidos o productos químicos.