

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y-XXL**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



TAMAÑOS	
	Uni
circunferenci	150 cm
largo	140 cm

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO							
material	<input checked="" type="checkbox"/> Polipropileno (PP)	<input checked="" type="checkbox"/> Polietileno (PE)	<input type="checkbox"/> SMS				
color	<input type="checkbox"/> azul [B]	<input type="checkbox"/> verde [G]	<input type="checkbox"/> naranja [O]	<input type="checkbox"/> rojo [R]	<input type="checkbox"/> blanco [W]	<input checked="" type="checkbox"/> amarillo [Y]	<input type="checkbox"/> azul claro [LB]
	<input type="checkbox"/> azul oscuro [DB]	<input type="checkbox"/> verde oscuro [DG]					
cierre	<input checked="" type="checkbox"/> para atar	<input type="checkbox"/> cremallera	<input type="checkbox"/> pulsadores	<input type="checkbox"/> cierre de velcro			
características	<input checked="" type="checkbox"/> puños de jersey	<input type="checkbox"/> puños elásticos	<input checked="" type="checkbox"/> sin látex	<input type="checkbox"/> capucha	<input type="checkbox"/> cuello alto	<input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente laminado	<input type="checkbox"/> protectores de mangas PE cosidos
	<input type="checkbox"/> se puede acortar mediante perforación	<input type="checkbox"/> bloqueados	<input type="checkbox"/> cubierta de polvo	<input type="checkbox"/> martillada	<input type="checkbox"/> mangas cortas	<input type="checkbox"/> con percha de cartón	<input checked="" type="checkbox"/> plegado individualmente

REQUISITOS DE REGULACIÓN							
EPI Reglamento (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> categoría I	<input type="checkbox"/> categoría II	<input type="checkbox"/> categoría III	<input checked="" type="checkbox"/> no es un artículo EPI			CE
reglamento médico (EU) 2017/425	<input checked="" type="checkbox"/> clase I	<input type="checkbox"/> clase II	<input type="checkbox"/> clase III	<input type="checkbox"/> estéril	<input type="checkbox"/> con función de medición	<input type="checkbox"/> no es dispositivo médico	
Contacto con alimentos (EG) 1935/2004	<input type="checkbox"/> alimentos ácidos	<input type="checkbox"/> alimentos acuosos	<input type="checkbox"/> alimentos grasos	<input type="checkbox"/> alimentos con alcohol	<input type="checkbox"/> alimentos secos	<input checked="" type="checkbox"/> no contacto con alimentos	

NORMAS							
probado de acuerdo a	<input checked="" type="checkbox"/> DIN EN 14126	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16603	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 16604	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22610	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22611	<input checked="" type="checkbox"/> ISO 22612	
	<input type="checkbox"/> EN ISO 13688	<input type="checkbox"/> EN 13034					

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y-XXL**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



DATOS LOGISTICOS DEL SUBEMBALAJE		
general		
material	bolsa	
piezas por subembalaje	10	
GTIN subembalaje	4044941022512	
medidas y tamaños		
largo	430 mm	
ancho	330 mm	
alto	-	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XXL	830 g	835 g

DATOS LOGISTICOS DEL EMBALAJE EXTERIEUR		
general information		
material	cartón	
subembalajes por embalaje exterior	10	
GTIN embalaje exterior	4044941022529	
medidas y tamaños		
largo	530 mm	
ancho	280 mm	
alto	310 mm	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XXL	8.350 g	8.850 g

DATOS LOGISTICOS DEL PALET		
general		
tipo de palet	europalet	
medidas y tamaños		
cartones por posición	4	
posiciones por palet	6	
altura del palet	201	
pesos		
tamaño	peso neto	peso bruto
XXL	212 kg	237 kg

ficha técnica

Nº de artículo **05561-Y-XXL**

Descripción **MED-COMFORT**
Abrigos de vellón
con revestimiento de PE



ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Almacenamiento/ Caducidad	Almacene el producto en su embalaje original en un lugar fresco y seco sin peso adicional, protegido de la luz solar directa. No almacenar cerca de fuentes de ozono (impresoras láser, fotocopiadoras). El tiempo real de caducidad en uso no puede especificarse en términos generales, ya que depende de las condiciones generales de uso. Debe realizarse una evaluación de riesgos individual en cada caso. La fecha de caducidad -válida para un almacenamiento adecuado- figura en el envase.
--------------------------------------	--

Utilización y revisión	Utilice el producto únicamente para el uso previsto. Debe realizarse una comprobación/evaluación de riesgos para garantizar que el producto es adecuado para el uso previsto. Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). Este producto está destinado a un solo uso
-------------------------------	--

Eliminación de residuos	El producto usado debe eliminarse de acuerdo con las normas de eliminación de la empresa local de eliminación de residuos. Los productos no utilizados pueden eliminarse con la basura doméstica.
------------------------------------	---

Advertencias	Un uso prolongado puede provocar estrés térmico. Este producto es inflamable - manténgalo alejado del fuego.
---------------------	---

instrucciones para vestirse y desvestirse	FORMA DE PONÉRSELO: - Asegúrese de que la talla coincide con la del usuario. No modifique el producto. - Asegúrese de que el producto no tiene defectos y está en buen estado (sin agujeros, partes descosidas, etc.). - Abra la bata y póngasela. Asegúrese de que la prenda no se rasga. Cierre la bata rodeando el cuerpo con la cintura cuerpo y abrochándola con un lazo. MÉTODO DE RETIRADA: - Desabroche los lazos de la cintura y del cuello y quítese la bata de protecci
--	---

rev-no.: 8
date: 04.04.2025

Sous réserve de modifications et d'erreurs.