

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02205**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**4-lagig, mit Elastikband**  
**mit Fog-Stop**



MAßE	
Länge	Breite
175 mm	95 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier					
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Berry [Berry]	<input type="checkbox"/> Bordeaux [BR]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input type="checkbox"/> Grün [G]	<input type="checkbox"/> Lagoon [Lagoon]	<input type="checkbox"/> Lila [L]
	<input type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange	<input type="checkbox"/> Orange [O]	<input type="checkbox"/> Pink [P]	<input type="checkbox"/> Weiß [W]	<input type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> Platinum/Grau [PT]
	<input type="checkbox"/> Blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> Weinrot gemustert [WR]	<input type="checkbox"/> Schwarz [SCH]	<input type="checkbox"/> Schwarz-Rot-Gold	<input type="checkbox"/> Clean Ocean / Ozeangrün [CO]		
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> Antifog	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ohrschlaufen	<input type="checkbox"/> mit Aktivkohlefilter
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa						

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			<b>CE</b>
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	

geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					
--------------	---	--------------------------------------	--	--	--	--	--

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02205**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**4-lagig, mit Elastikband**  
**mit Fog-Stop**



LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterverpackung	50	
GTIN Unterverpackung Blau [B]	4044941730561	
GTIN Unterverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Unterverpackung Bordeaux ([BR]	-	
GTIN Unterverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Unterverpackung Grün [G]	-	
GTIN Unterverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Unterverpackung Lila [L]	-	
GTIN Unterverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Unterverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Unterverpackung Orange [O]	-	
GTIN Unterverpackung Pink [P]	-	
GTIN Unterverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Unterverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Unterverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Unterverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Unterverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Unterverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Unterverpackung Clean Ocean [CO]	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	90 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	130 g	165 g

LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	8	
Lagen pro Palette	8	
Palettenhöhe	175 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	138 kg	163 kg

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverpackungen je Umverpackung	10	
GTIN Umverpackung Blau [B]	4044941730578	
GTIN Umverpackung Berry [Berry]	-	
GTIN Umverpackung Bordeaux [BR]	-	
GTIN Umverpackung Cedro [C]	-	
GTIN Umverpackung Grün [G]	-	
GTIN Umverpackung Lagoon [Lagoon]	-	
GTIN Umverpackung Lila [L]	-	
GTIN Umverpackung Lime [Lime]	-	
GTIN Umverpackung Mix [Mix]	-	
GTIN Umverpackung Orange [O]	-	
GTIN Umverpackung Pink [P]	-	
GTIN Umverpackung Weiß [W]	-	
GTIN Umverpackung Gelb [Y]	-	
GTIN Umverpackung Platinum [PT]	-	
GTIN Umverpackung blau gemustert [DB]	-	
GTIN Umverpackung weinrot gem. [WR]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz [SCH]	-	
GTIN Umverpackung Schwarz-Rot-Gold	-	
GTIN Umverpackung Clean Ocean [CO]	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	520 mm	
Breite	190 mm	
Höhe	200 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
uni	1.650 g	2.150 g

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **02205**  
Bezeichnung: **MED-COMFORT**  
**Mundschutz**  
**4-lagig, mit Elastikband**  
**mit Fog-Stop**



### WARNHINWEISE UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

<b>Lagerung/ Verfallzeit</b>	Maske in Originalverpackung kühl und trocken ohne zusätzliche Gewichtsbelastung lagern, vor direktem Sonnenlicht schützen. Nicht in der Nähe von Ozonquellen (Laserdrucker, -kopierer) lagern. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht pauschal angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen. Das Verfallsdatum – gültig bei ordnungsgemäßer Lagerung – befindet sich auf der Verpackung.
<b>Nutzung und Überprüfung</b>	Mundschutz immer nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Mundschutz für die vorgesehene Verwendung geeignet sind. Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Nach dem Abnehmen der Maske die Hände desinfizieren.
<b>Entsorgung</b>	Gebrauchter Mundschutz ist entsprechend der Entsorgungsvorschriften des örtlichen Entsorgers zu entsorgen. Unbenutzter Mundschutz kann mit dem Hausmüll entsorgt werden.
<b>Warnhinweise</b>	Wechseln Sie die Maske, wenn sie durchfeuchtet ist. Artikel ist leicht entflammbar - von Hitze und/oder Feuer fernhalten.
<b>An- und Ausziehanleitung</b>	<b>ANZIEHEN:</b> Maske über Mund und Nase im Gesicht platzieren und mit Bändern bzw. Ohrschlaufen im Gesicht fixieren. Den flexiblen Nasenbügel so an die Gesichtsform anpassen, dass möglichst wenig Luft am oberen Ende entweichen kann. <b>AUSZIEHEN:</b> Bänder lösen und somit den Mundschutz vom Gesicht entfernen. Nicht das Vliesmaterial berühren. Nach dem Entsorgen des Mundschutzes Hände desinfizieren.